


## Anti-Stat5A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P42229

Número do item: CM0026228



### introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-STAT5A é validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com STAT5A humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar transdução de sinal e regulação da transcrição na lactação e no câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Detalhes                 |
|---------------------|--------------------------|
| Nome do Produto     | STAT5A pAb de Coelho     |
| Observações/Apelido | MGF; STAT5; STAT5A       |
| Espécie             | Humano                   |
| GeneID (Humano)     | 6776                     |
| GeneID              | 6776                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante    |
| Fonte               | Coelho                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato |
| SWISS               | P42229                   |
| Peso da Proteína    | 91kDa                    |
| Envio               | Saco com gelo            |