


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stat5B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51692

Número do item: CM0016256



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STAT5B para Western blot, IHC e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo. Detecta o transdutor de sinal e ativador da transcrição 5B (90 kDa), envolvido na sinalização por citocinas. - P51692

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT5B pAb de Coelho
Observações/Apelido	STAT5; GHISID2; STAT5B
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6777
ID do Gene	6777
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 594-794 da STAT5B humana (NP_003143.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P51692
Peso da Proteína	90 kDa
Envio	Bolsa de gelo