

Anti-Stat6 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Número do item: CM0002234



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-STAT6 de alta especificidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta STAT6 humano e de camundongo, um fator de transcrição chave na sinalização de IL-4/IL-3, apoiando a pesquisa de vias de citocinas e o desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6778
GeneID	6778
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 747-847 do STAT6 humano (P42226-1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42226
Peso Proteico	94kDa
Envio	Saco de gelo