

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stat6 Para Wb, Elisa - P42226

Número do item: CM0019350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra STAT6 humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre a sinalização de IL-4/IL-3, regulação da transcrição e estudos da resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	STAT6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	STAT6; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6B; STAT6C; transdutor de sinal e ativador da transcrição 6
Espécie	Humano
ID do gene (Humano)	6778
ID do gene	6778
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 748-847 de STAT6 humano (NP_003144.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P42226
Peso da proteína	74 kDa/81 kDa/94 kDa
Envio	Bolsa de gelo