

Anticorpo Monoclonal Anti-Stathmin 1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P16949

Número do item: CM0011585

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o Stathmin 1 humano (OP18, pp17) para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre dinâmica de microtúbulos, leucemia e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Stathmin 1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-149 do Stathmin 1 humano (P16949).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo