

Anticorpo Policlonais Anti-Stathmina 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Número do item: CM0022108

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a Stathmina 1 (Op18/p19) para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. A Stathmina 1 regula a dinâmica dos microtúbulos e é superexpressa na leucemia aguda. Ideal para pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Stathmin 1 pAb de coelho
Observações/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Stathmina 1 humana (NP_005554.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16949
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo