

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stathmina 1 Para Wb E Elisa - P16949

Número do item: CM0015757

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Stathmina 1 humana. Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre dinâmica dos microtúbulos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Stathmina 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Lag, SMN, OP18, PP17, PP19, PR22, LAP18, C1orf215, Stathmina 1
Espécie	Humano
ID do Gene	3925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-149 da Stathmina 1 humana (NP_981944.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo