

Anticorpo Policlonal Anti-Stau2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9NuI3

Número do item: CM0029605

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o STAU2 humano, uma proteína de ligação ao RNA de fita dupla envolvida no transporte de mRNA para dendritos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAU2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	39K2; 39K3; STAU2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27067
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do STAU2 humano (NP_0001157852.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NUL3
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo