

Anticorpo Policlonado Anti-Staufen Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095793

Número do item: CM0026519



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Staufen humano (STAU1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de ligação a RNA de fita dupla envolvida na localização de mRNA e produção de partículas virais. Ideal para pesquisa de expressão gênica e interação hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Staufen Rabbit pAb
Observações/Apelidos	STAU; PPP1R150; Staufen
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6780
GeneID	6780
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 426-577 da Staufen humana (NP_059347.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095793
Peso da Proteína	63kDa
Transporte	Saco de gelo