

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stc1 Para Wb E Elisa - P52823

Número do item: CM0022828

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra STC1 humano (Stanniocalcin-1). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação renal do fosfato e as vias da hipercalcemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STC; STC1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6781
ID do Gene	6781
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P52823
Peso da Proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo