

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52823

Número do item: CM0026939

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a STC1 (Estanniocalcina-1) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies humana, de camundongo e de rato. É útil para estudos de reabsorção renal de fosfato e sinalização hormonal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	STC; STC1
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	6781
GeneID	6781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-247 da STC1 humana (NP_003146.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52823
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Bolsa de gelo