


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Steap1 Para Wb, Elisa - Q9Uhe8

Número do item: CM0021399



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a STEAP1 (antígeno epitelial de seis transmembrane da próstata 1). Adequado para Western blot e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de tumor prostático e metabolismo do ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STEAP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	STEAP; PRSS24; STEAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26872
GeneID	26872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da STEAP1 humana (NP_036581.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHE8
Peso Molecular da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo