

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Proteína Carreadora De Esterol 2 (Scp2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22307

Número do item: CM0005044



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a Proteína Carreadora de Esterol 2 humana (SCP2, P22307). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e oxidação peroxissomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína carreadora de esterol 2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; Sterol carrier protein 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6342
ID do Gene	6342
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da proteína carreadora de esterol humana (P22307)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22307
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco com gelo