

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stim1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Número do item: CM0005439



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-STIM1 recombinante validado para aplicações de WB, IHC-P, IP e ELISA. Detecta STIM1 humano, um sensor de cálcio crucial para a entrada de cálcio operada por lojas. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio e transporte iônico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STIM1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 530-685 do STIM1 humano (NP_003147.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13586
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo