

Anti-Stim1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13586

Número do item: CM0031049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o STIM1 humano (SWISS Q13586), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de Ca²⁺ e entrada de cálcio operada por estoque (SOCE).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STIM1 pAb Coelho
Observações/Apelido	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 530-685 do STIM1 humano (NP_003147.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13586
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco com gelo