

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stim1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Número do item: CM0022972



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o STIM1 humano. Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a entrada de Ca²⁺ operada por estoque e vias de sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STIM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 451-685 do STIM1 humano (NP_003147.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13586
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo