

Anti-Stim1 Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Número do item: CM0006300



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra STIM1 humano (aa 530-685) para Western Blot, IHC-P, IP e ELISA. Projetado para pesquisadores que estudam a entrada de cálcio operada por esgotamento de reservas. Reage de forma cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	STIM1 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 530-685 do STIM1 humano (NP_003147.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13586
Peso Proteico	77kDa
Envio	Em saco de gelo