


Anti-Stim2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P246

Número do item: CM0019875



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STIM2 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com STIM2 humano, de camundongo e de rato; o imunógeno corresponde aos aminoácidos 60-180. Adequado para estudar a entrada de cálcio operada por estoque.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STIM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STIM2
Espécie	Humano
ID do Gene	57620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-180 do STIM2 humano (NP_001162588)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P246
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo