

Anticorpo Monoclonal Anti-Sting/Tmem173 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Número do item: CM0005764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra STING/TMEM173 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de imunidade inata e autofagia. Peso molecular 42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STING/TMEM173 Coelho mAb
Observações/Apelido	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	340061
GeneID	340061
Imunógeno	Proteína recombinante de STING/TMEM173 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo