

Anticorpo Monoclonal Anti-Sting/Tmem173 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Número do item: CM0003714



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra STING/TMEM173 (ERIS, MITA) humano para western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de imunidade inata e via STING.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STING/TMEM173 mAb de coelho
Observações/Apelidos	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	340061
ID do Gene	340061
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-379 de STING/TMEM173 humano (NP_938023.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo