

Anticorpo Policlonais Anti-Sting/Tmem173 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q3Tbt3

Número do item: CM0021406



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STING/TMEM173 de camundongo, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta alvos humanos, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização imune inata, via cGAS-STING e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STING/TMEM173 pAb de coelho
Observações/Apelidos	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	340061
GeneID	72512
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 280-371 do STING de camundongo (NP_938023.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q3TBT3
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo