

Pab De Coelho Anti-Sting/Tmem173 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wv6

Número do item: CM0030760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STING/TMEM173 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta STING em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em imunidade inata e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho STING/TMEM173
Observações/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	340061
GeneID	340061
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 254-379 da STING/TMEM173 humana (NP_938023.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86WV6
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo