

Anti-Sting/Tmem173 Anticorpo Policlonal De Coelho - Q86Wv6

Número do item: CM0027677



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-STING/TMEM173 de alta qualidade validado para Western blot, imunoprecipitação, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com STING humano, de camundongo e de rato, permitindo a pesquisa de imunidade inata e da via cGAS-STING.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STING/TMEM173 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Espécie	Humano
GeneID (humano)	340061
GeneID	340061
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 139-379 do STING/TMEM173 humano (NP_938023.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86WV6
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Saco com gelo