

Anticorpo Policlonal Anti-Stip1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31948

Número do item: CM0012993



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-STIP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e macaco. Adequado para pesquisas sobre a co-chaperona 1 da fosfoproteína induzida por estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10963
GeneID	10963
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P31948
Peso da Proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo