

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Número do item: CM0003198



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra STIP1 (Hop) humano validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta STIP1 humano, de camundongo e de rato; imunógeno: aminoácidos 2-98 da STIP1 humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STIP1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10963
ID do Gene	10963
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-98 da STIP1 humana (P31948)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31948
Peso da Proteína	63kDa
Transporte	Bolsa de gelo