


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Stk19 Para Wb, Elisa - P49842

Número do item: CM0027611



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho STK19 validado para WB, ELISA em Humano, Camundongo, Rato. Detecta o fator de reparo de hélice alada STK19/WHR1 de 41kDa. Ideal para pesquisa de reparo acoplado à transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK19 Coelho pAb
Observações/Apêndice	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Espécie	Humano
GeneID	8859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-364 do STK19 humano (NP_004188.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49842
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo