

Anticorpo Policlonal Anti-Stk24 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6E0

Número do item: CM0016873



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o STK24 (MST3) humano para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK24 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MST3; STK3; MST3B; STE20; HEL-S-95; STK24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8428
GeneID	8428
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 312-431 do STK24 humano (NP_001027467.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6E0
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo