

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Stk26 (Mst4) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P289

Número do item: CM0023197



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STK26 (MST4/MASK) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em apoptose, autofagia e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK26 Rabbit pAb
Observações/Alias	MASK; MST4; STK26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51765
GeneID	51765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-416 da STK26 humana (NP_057626.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P289
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo