

Anti-Stk31 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Bxu1

Número do item: CM0018680

introdução

Anti-STK31 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece o STK31 humano (Serine/threonine-protein kinase 31) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de quinase específica de testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TDRD8; SGK396; STK31
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56164
GeneID	56164
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 890-1019 do STK31 humano (NP_113602.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXU1
Peso Proteico	116kDa
Envio	Saco de gelo