

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stk33 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byt3

Número do item: CM0002089



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho STK33 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta STK33 humano e de camundongo (~58 kDa), uma serina/treonina quinase necessária para a diferenciação de espermátides e fertilidade masculina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK33 Rabbit mAb
Observações/Apelido	STK33
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	65975
GeneID	65975
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 399-514 do STK33 humano (Q9BYT3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BYT3
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo