

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stk36 Para Wb, Elisa - Q9Nrp7

Número do item: CM0017013

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra STK36 humano (homólogo Fused), adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ferramenta essencial para estudos da via Smoothened, da regulação dos fatores de transcrição GLI e dos cílios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	STK36 Rabbit pAb
Observações/alias	FU, CILD46, STK36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27148
GeneID	27148
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-450 de STK36 humano (NP_056505.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NRP7
Peso da proteína	144 kDa
Envio	Bolsa de gelo