


Anticorpo Policlonal Anti-Stk38 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15208

Número do item: CM0029043



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STK38 (NDR1), testado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo uma quinase envolvida na sinalização MAPK e resposta a danos no DNA. Adequado para pesquisa em sinalização celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK38 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NDR; NDR1; STK38
Espécie	Humano
ID do Gene	11329
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 366-465 da STK38 humana (NP_009202.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15208
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de Gelo