


Anticorpo Policlonal Anti-Stk38L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2H1

Número do item: CM0017534



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o STK38L (NDR2) para WB, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a diferenciação neuronal e vias de sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK38L pAb de Coelho
Observações/Apelido	NDR2; STK38L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23012
ID do Gene	23012
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-464 do STK38L humano (NP_055815.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2H1
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo