

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stk39 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

Número do item: CM0006546



introdução

mAb de coelho contra STK39 (Q9UEW8) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Alta especificidade para a quinase STK39 humana, de camundongo e de rato, um componente da cascata WNK-SPAK/OSR1 que regula o transporte iônico e a pressão arterial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra STK39
Observações/Alias	DCHT; PASK; SPAK; quinase relacionada a Ste 20; STK39
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	27347
GeneID	27347
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-545 da STK39 humana (Q9UEW8).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UEW8
Peso da Proteína	59 kDa
Envio	Bolsa de gelo