

Anti-Stk39 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Uew8

Número do item: CM0026944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a quinase STK39 humana, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a cascata de quinases WNK-SPAK/OSR1 no transporte de íons e regulação da pressão arterial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK39 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DCHT; PASK; SPAK; STK39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27347
GeneID	27347
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do STK39 humano (Q9UEW8).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UEW8
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo