


Anti-Stk3/Mst2 (Fosfo T117) Anticorpo Policlonal Para Wb E Elisa - Q13188

Número do item: CM0001399



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a STK3/MST2 fosforilada em Thr117, validado para Western blot e ELISA. Detecta STK3/MST2 humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de apoptose e sinalização Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STK3/MST2-T117 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KRS1; MST2; Fosfo-STK3/MST2-T117
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6788
ID do Gene	6788
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13188
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco com gelo