


Anticorpo Policlonal Anti-Stk3/Mst2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Número do item: CM0028448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o STK3/MST2 humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a via Hippo, apoptose e função do centrôssomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK3/MST2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KRS1; MST2; STK3/MST2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6788
GeneID	6788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 323-450 do STK3/MST2 humano (NP_006272.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13188
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco com gelo