

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stmn2 Para Wb, Elisa - Q93045

Número do item: CM0030443

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STMN2 (Stathmin-2/SCG10). Validado em WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato e rato. Adequado para pesquisas em neurociência sobre dinâmica de microtúbulos e desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	STMN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCG10; SCGN10; STMN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11075
GeneID	11075
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do STMN2 humano (NP_008960.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q93045
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo