


Anticorpo Policlonal Anti-Stra13 Para Wb, Elisa - A8Mt69

Número do item: CM0030306



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-humano STRA13/CENPX validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre anemia de Fanconi, montagem de cinetócoro e reparo de DNA. — A8MT69

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STRA13 Rabbit pAb
Observações/Alias	D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13
Espécie	Humano
ID do Gene	201254
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-63 do STRA13 humano (NP_659435.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	A8MT69
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Bolsa de gelo