


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Strada Para Wb E Elisa - Q7Rtn6

Número do item: CM0023095



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína humana STRADA (proteína adaptadora quinase relacionada a STE20 alfa). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Adequado para estudar a ativação de LKB1/STK11 e a regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STRADA Coelho pAb
Observações/Apelido	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alfa; STRADA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	92335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-210 da STRADA humana (NP_699166.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7RTN6
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo