

Anticorpo Policlonal Anti-Strap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3F4

Número do item: CM0025237

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a proteína STRAP humana. Validado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta STRAP endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre o spliceossomo e via de sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STRAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11171
GeneID	11171
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do STRAP humano (NP_009109.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3F4
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo