

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Strap Para Wb - Q9Y3F4

Número do item: CM0023283

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STRAP humano (MAWD/UNRIP), validado por knockout, para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma banda de 38 kDa. Ideal para estudos sobre montagem de snRNP e sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	[Validado por KO] STRAP pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11171
GeneID	11171
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do STRAP humano (NP_009109.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3F4
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo