


Anticorpo Policlonal Anti-Strbp Para Wb E Elisa - Q96Si9

Número do item: CM0014040



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-STRBP validado para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína de ligação ao RNA perinuclear de espermátides humanas, envolvida na espermatogênese e ligação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STRBP pAb de Coelho
Observações/Apelido	p74; SPNR; ILF3L; HEL162; STRBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55342
GeneID	55342
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-190 do STRBP humano (NP_060857.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96SI9
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco de gelo