


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Strip1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Vsl9

Número do item: CM0018179



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-STRIP1 validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade para humanos, camundongos e ratos. Uso em pesquisa sobre organização do citoesqueleto e estudos do complexo STRIPAK, tendo como alvo a proteína Q5VSL9 revisada pelo UniProt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	STRIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAM40A; FAR11A; STRIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85369
GeneID	85369
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 743-837 da STRIP1 humana (NP_149079.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q5VSL9
Peso da proteína	96 kDa
Envio	Bolsa de gelo