

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Strn Para Wb - 043815

Número do item: CM0029025

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra STRN humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização do complexo STRIPAK no crescimento e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	STRN Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6801
GeneID	6801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 581-780 da STRN humana (NP_003153.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43815
Peso Proteico	86kDa
Transporte	Bolsa de gelo