


Anticorpo Policlonal Anti-Strn3 Para Wb - Q13033

Número do item: CM0028802



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra STRN3 humano (SG2NA), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa do complexo STRIPAK e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STRN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
Espécie	Humano
GeneID	29966
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-460 do STRN3 humano (NP_001077362.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13033
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de gelo