

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stt3B Para Wb, Elisa - Q8Tcj2

Número do item: CM0013725



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra STT3B humano, a subunidade catalítica do complexo OST, validado para WB e ELISA. Detecta STT3B humano e de camundongo (94 kDa). Ideal para pesquisas sobre N-glicosilação e ERAD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	STT3B Rabbit pAb
Observações/aliás	SIMP; CDG1X; STT3-B; STT3B
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	201595
ID do gene	201595
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de STT3B humano (NP_849193.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q8TCJ2
Peso da proteína	94 kDa
Envio	Bolsa de gelo