


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stub1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Une7

Número do item: CM0014938



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-STUB1 da CamelBio, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a ligase de ubiquitina E3 CHIP, envolvida no controle de qualidade das proteínas e na homeostase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STUB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10273
GeneID	10273
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-303 da STUB1 humana (NP_005852.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNE7
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo