

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stx12 Para Wb E Elisa - Q86Y82

Número do item: CM0028148



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-STX12 validado para Western Blot (WB) e ELISA. Reage com Humano, Rato, Ratazana. Tem como alvo a sintaxina-12 envolvida no reciclagem endocítica e tráfego de AMPAR. Ideal para pesquisa em neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STX12 pAb de Coelho
Observações/Alias	STX13; STX14; STX12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23673
GeneID	23673
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-276 da STX12 humana (NP_803173.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	Q86Y82
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo