

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stx17 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56962

Número do item: CM0021762



introdução

Anticorpo policlonal de coelho STX17 validado para aplicações em Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta STX17 endógeno em amostras humanas e de camundongo, apoiando pesquisas em autofagia e tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	STX17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STX17
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55014
ID do Gene	55014
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do STX17 humano (NP_060389.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P56962
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo